

Anmeldestationen (dosiSTATION)

Die Anmeldestationen verfügen zudem über einen lokalen Speicher für Messdaten von retournierten Dosimetern. Dadurch bleibt die Sicherheit der Messdaten auch dann gewährleistet, wenn es zu einer Unterbrechung der Netzwerkverbindung zwischen Station, Server und Datenbank kommt. Sobald die Netzwerkverbindung wieder hergestellt ist, werden die Daten dank regelmässiger Synchronisierung zwischen den Modulen automatisch übermittelt.

Die Anmeldestation ist in den vier Ausführungen nanoSTA, microSTA, miniSTA sowie miniSTA mit EXT erhältlich und bietet folgende Funktionen:



microSTA



miniSTA



- Zuweisung eines Dosimeters (APD) zu einer Person
- Abmeldung nach Gebrauch und automatische Übertragung der Messdaten zur Datenbank
- Einsicht in die eigenen Dosiswerte
- Aufbewahrung und Aufladefunktion
- Touchscreen für Bedienung der Station
- Slots für 1, 4, 8 oder 16 Dosimeter
- Netzwerkverbindung über RJ-45 oder WiFi

Dosilab AG
Gartenstadtstrasse 7a
CH-3098 Köniz
Schweiz

Tel: +41 31 744 92 00
Fax: +41 31 744 92 90
info@dosilab.ch

