

Factsheet dosiBOARD

Das dosiBOARD dient als übersichtlicher Aufbewahrungsort für nicht getragene Dosimeter und ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar, um den individuellen Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden zu entsprechen.

Auf dem modular aufgebauten dosiBOARD-II können bis zu 15 Dosimeter angebracht werden (Gesamtgrösse: 42×39 cm). Auszutauschende Dosimeter werden separat aufbewahrt. Zudem ist eine Aufhängevorrichtung für Dosimeter an Bändern vorhanden.

Das ebenfalls modular aufgebaute dosiBoARD-III bietet Platz für bis zu 10 Dosimeter (Gesamtgrösse: 40 cm×11 cm×3.5 cm). Sowohl für auszutauschende als auch für Augen- und Ringdosimeter sind separate Halterungen vorgesehen. Alle Halterungen lassen sich leicht entfernen und reinigen.

Mit dem dosiBOARD-Ring steht zudem eine Aufbewahrungslösung für bis zu 10 Ring- und Augenlinsendosimeter zur Verfügung. Die Gesamtgrösse beträgt 42×5 cm. Die Aufbewahrungsgefässe können personalisiert werden.

15 Dosimeter

Breite: **42 cm**

Höhe: **39 cm**

Tiefe: **3 cm**

10 Dosimeter

Breite: **40 cm**

Höhe: **11 cm**

Tiefe: **3.5 cm**

10 Ring- und Augenlinsendosimeter

Durchmesser: **42 cm**

Tiefe: **5 cm**



Dosilab AG
Gartenstadtstrasse 7a
CH-3098 Köniz
Schweiz

Tel: +41 31 744 92 00
Fax: +41 31 744 92 90
info@dosilab.ch

