

Bornes d'attribution (dosiSTATION)

Les bornes d'attribution disposent en outre d'une mémoire locale pour sauvegarder les données des dosimètres retournés. Cela garantit la sécurité des données de mesure en cas d'interruption du réseau entre la borne, le serveur et la base de données. Dès que la connexion au réseau est rétablie, les données sont automatiquement transmises grâce à une synchronisation régulière entre les modules.

La borne d'attribution, disponible dans les quatre modèles nanoSTA, microSTA, miniSTA ainsi que miniSTA avec EXT, offre les fonctions suivantes:



- Attribution d'un dosimètre (APD) à une personne
- Retour après utilisation et transmission automatique des données de mesure à la base de données.
- Consultation des doses individuelles
- Rangement et recharge des dosimètres
- Écran tactile pour commander la station
- 1, 4, 8 ou 16 puits de rangement pour les dosimètres
- Connexion réseau par RJ-45 ou WiFi

microSTA



miniSTA



Dosilab AG
Gartenstadtstrasse 7a
CH-3098 Köniz
Suisse

Tél : +41 31 744 92 00
Fax : +41 31 744 92 90
info@dosilab.ch

